

FICHE DE SUIVI

CONTROLE INITIAL sur jus filtré :

BRIX du lot :

pH :

DESCRIPTION ORGANOLEPTIQUE

SUIVI DE LA PASTEURISATION :

Température de pasteurisation :

Calcul du Temps de chambrage :

Données :

- z = 7°C ;

- T* = 60°C ;

- VP = t x 10^{(T-T*)/z} ;

- Temps de chambrage possibles pour un débit nominal de 50L/h : 30s ; 2,5min ou 5min ;

SUIVI DE LA VP :

Temps (mn)	0	5	10	15	20
VP affichée					

CONTROLE FINAL :

BRIX du lot :

pH :

DESCRIPTION ORGANOLEPTIQUE